

Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE DO PEEELINGU KAWITACYJNEGO, SONOFOREZY I LIFTINGU TWARZY - Skin Scrubber GUSTALA - LMC

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, o których wspomniano w instrukcji obsługi.
2. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego jeśli go nie używasz.
3. Nie przytrzymuj łopatki peelingu w jednym miejscu przez dłuższy czas, ani nie przesuwaj jej zbyt szybko.
4. Urządzenie nie należy używać wokół oczu oraz przy uszkodzeniu naskórka.
5. Urządzenie nie jest wodoszczelne - nie należy używać pod prysznicem ani w wannie.
6. Przeciwwskazania do używania peelingu kawitacyjnego:
 - ciąża,
 - nowotwór,
 - osteoporoza,
 - padaczka,
 - niewydolność krążenia,
 - metalowe implanty,
 - rozruszników serca,
 - trądzik z wykwitami ropnymi,
 - gorączka,
 - stan zapalny.

Parametry techniczne

Napięcie nominalne: 230V AC → 5V DC
Częstotliwość drgań: 30 kHz ±20%
Zasilanie: USB
Moc: 2W
Napięcie wyjściowe: 5V/600mA
Wymiary: 173x55x15.5 mm
Waga: około 99g
Materiał: ABS + stal nierdzewna

2. Ładowanie

1. Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB do ładowarki sieciowej USB lub do komputera.
2. Ładuj urządzenie do pełnego naładowania. Podczas ładowania dioda powiadomień miga, jeśli przestanie urządzenie jest w pełni naładowane.
3. Pełne naładowanie zajmuje około 150 minut i wystarcza na 80 minut pracy urządzenia.
4. Staraj się ładować urządzenie zanim się całkowicie rozładuje.

3. Funkcje urządzenia

CLEANING - peeling kawitacyjny:

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, skóra zostaje również zdezynfekowana.

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk On/Off aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane dźwiękiem), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk On/Off, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku CLEANING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody nad napisem.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją do przodu (zgodnie z przebiegiem mięśni). Szpatułkę trzymać pod kątem 45 stopni. W czasie zabiegu systematycznie zwilżać skórę. W trakcie zabiegu skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

MOISTURIZING - Sonoforeza – wtlaczanie:

Funkcja ta umożliwia wtlaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu. Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych!

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk On/Off aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku On/Off), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk On/Off, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku MOISTURIZING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtlaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtlaczanie preparatów kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry.

LIFTING - oczyszczanie:

Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony poniżej sposób.

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk On/Off aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku On/Off), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk On/Off, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku LIFTING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody nad napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji. Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatki od środka do zewnątrz

Jakie korzyści płyną z zastosowania peelingu kawitacyjnego ?

1. Skutecznie pielęgnuje i utrzymuje czystą cerę, usuwając martwe komórki skóry.
2. Zabieg jest całkowicie bezinwazyjny, w związku z tym brak okresu rekonwalescencji po zabiegu.
3. Usuwa przebarwienia naskórka.
4. Regeneruje cerę oraz rozluźnia mięśnie mimiczne.
5. Spłyca zmarszczki dzięki przyspieszeniu mikro krążenia oraz wspomaganiu produkcji kolagenu.
6. Oczyszcza pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości po makijażu/kosmetykach.
7. Nawilża i regeneruje cerę.
8. Wzmaga produkcję elastyny i kwasu hialuronowego.
9. Zmniejsza rozstępy, a także spłyca blizny.
10. Rozświetla cerę, daje efekt zdrowego wyglądu.
11. Przywraca zdrowy i promienny wygląd.
12. Stosowany w miejscach występowania redukuje widoczny cellulit.
13. Skutecznie leczy i zmniejsza trądzik poprzez swoje działanie sterylizujące i oczyszczające, zapobiega powstawaniu nowych wyprysków.
14. Redukuje występowanie zaskórników, i wspomaga proces usuwania płytkich zaskórników.
15. Stymuluje komórki do ich odbudowy.
16. Przygotowuje skórę do innych zabiegów kosmetycznych i poprawa skuteczność działania kosmetyków.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Producent: Zhongshan Bisen Plastic Electronic Products Co.,Ltd,
2/F,Building1,No.81,Dongzhen North Road, Zhangjiabian 1st village,ZhongShan City,China

Importer: TZ Poland S.C. ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznań
Nip: 972-125-05-94
Regon: 302790043

www.tzpoland.pl