

Instrukcja obsługi

Szczoteczka soniczna SeaGo E1/SG-910

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



Parametry techniczne

Podstawowe informacje:

- 40000 ruchów na minutę
- Dwa tryby - Super oraz Normal
- 2 minutowy timer automatyczny
- Wymienne końcówki i baterie
- Dwie baterie AA wystarczają na 90 dni użytkownika

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- Nie zanurzaj szczoteczki w gorącej wodzie.
- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach psychomotorycznych jedynie po dokładnym instruktażu dotyczącym bezpiecznego posługiwania się tym urządzeniem i po zrozumieniu związanych z jego użytkowaniem ryzyk. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- Skonsultuj ze swoim stomatologiem, czy możesz bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jesteś po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- Na początku używania szczoteczki może pojawiać się krwawienie z dziąseł. Jeśli nie ustąpi po tygodniu stosowania szczoteczki, skonsultuj to z lekarzem.
- Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem szczoteczki.
- Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- Zachowaj instrukcję na przyszłość

ZAINSTALUJ BATERIE

- Przekręć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie zdejmij pokrywę baterii z uchwytu
- Włóż baterię do przedziału na baterię
- Nasuń pokrywę przedziału na baterię na uchwyt, a następnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

- Zdejmij skuwkę.
- Załóż główkę szczoteczki
- Przekręć główkę szczoteczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by zabezpieczyć ją przed zsunięciem.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Zdejmij skuwkę.
2. Nałóż pastę do zębów na wyłączoną szczoteczkę.
3. Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
4. Włącz szczoteczkę przyciskiem I/O, i zacznij myć zęby. Dodatkowo możesz wybrać między dwoma trybami pracy szczoteczki – Normalnym i Delikatnym, przyciskając przycisk Zmiany Trybu. Szczoteczka przełączy się między dwoma trybami za każdym razem gdy przyciśniesz ten przycisk.

UWAGA! Nie przyciskaj przycisków paznokciem, bo możesz w ten sposób uszkodzić gumę.

5. Zaleca się myć zęby przez 2 minuty. Dodatkowo można umyć powierzchnię języka za pomocą wypustek znajdujących się na odwrocie główki szczoteczki.

6. Po skończeniu mycia zębów przyciśnij przycisk I/O aby wyłączyć szczoteczkę. Następnie opłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki, osusz uchwyt ręcznikiem i nałóż skuwkę by ochronić włókna szczoteczki.

Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że pokrywa przedziału baterii jest dobrze zamknięta.
2. Opłucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
3. UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie. Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących. Nigdy nie zdejmuj pokrywy przedziału na baterię przed czyszczeniem całego urządzenia.
4. UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókniny
5. stalowej.
6. **Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.**

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

**Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO.,LTD, NO.239,
JIANGSHU RD.,C ZONE,HONGTANG INDUSTRIAL PARK,
JIANGBEI DISTRICT, NINGBO,ZHEJIANG,CHINA**

**Importer: TZ Poland S.C. ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznań
Nip: 972-125-05-94
Regon: 302790043**

www.tzpoland.pl